



COLLECTEURS
DE DASRI

PAROLAI
STIL'ECO

NOTRE CŒUR DE
GAMME

PAROLAI
STIL'ECO



ZA de la Grande Île - 20, rue Paul Hérout
F38190 VILLARD-BONNOT
Tel : +33 (0)4 76 52 52 52
Fax : +33 (0)4 76 52 71 59
www.stileco.com



Les conformités

Collecteurs de déchets d'activités de soins à risques infectieux, perforants.



NF ISO 23907
NF X30-511



Selon l'arrêté du 27 juin 2016 modifiant l'arrêté du 24 novembre 2003 relatif aux emballages des déchets d'activités de soins à risques infectieux.



Label NF 302



Label de qualité recommandé par le ministère de la Santé (circulaire DHOS/E4/DGS/SD7B/DRT/C T2) n°2005-34 du 11 janvier 2005 relative au conditionnement des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés).



ADR / UN 3291



Réglementation Européenne sur le transport des matières dangereuses par la route.



Fabrication Française



Les produits STIL'éco sont fabriqués en région Auvergne Rhône-Alpes.

Mini-collecteurs

Collecteurs de déchets d'activités de soins à risques infectieux, perforants.



Notre gamme de mini-collecteurs séduit les activités de soins dites "itinérantes" qui n'ont pas forcément un chariot de soins à disposition. Leur petit gabarit permet d'être glissé dans une sacoche de soins.



3 collecteurs, 1 seul couvercle

- 1 : Ouverture pour déchets larges
- 2 : Opercule pour **désolidarisation de stylos à insuline**
- 3 : Opercule pour **embouts de seringues vissés**
- 4 : Opercule pour **embouts de seringues éjectables**



*référence produit

Collecteurs ESSENTIA +

Collecteurs de déchets d'activités de soins à risques infectieux, perforants.



Notre gamme de collecteurs ESSENTIA + est la plus utilisée par nos clients. Elle se compose de 4 volumes de cuves différents mais possède un couvercle ainsi qu'une base de cuve identiques : chacun des collecteurs ESSENTIA + s'adapte à tous nos supports (voir page "Accessoires de fixation")



ST09020*


ST09030*

ST09045*

ST09065*

Fonctionnalités du couvercle

- 1 : Opercule pour **éjecter**
- 2 : Opercule pour **dévisser**
- 3 : Opercule pour **désolidarisation** de stylos à insuline
- 4 : Languette de fermeture
- 5 : Logement de languette de fermeture définitive



*référence produit

Maxi-Collecteurs

Collecteurs de déchets d'activités de soins à risques infectieux, perforants.



La gamme MAXI STIL'ECO a été conçue pour collecter les dispositifs médicaux (DM) longs et encombrants.



Exemple d'une réhausse

ST07009*

ST07011*

ST07013*

Fonctionnalités du couvercle

- 1 : Opercule pour **désolidarisation de stylos à insuline**
- 2 : Opercule pour **embouts de seringues éjectable**
- 3 : Opercule pour **embouts de seringues vissés**



*référence produit



Accessoires de fixation

Retrouvez l'ensemble de nos références supports sur le site internet :
<https://www.parolai.com/consommables-medicaux/collecteurs-de-dasri/stil-eco-accessoires/>











Mini-collecteurs



	<i>plateau de soins</i>	<i>support chariot fil inox rotatif</i>	<i>support plan ventouses MINI</i>	<i>support chariot universel</i>	<i>support équerre universel</i>
0.6 L  ST07004					
0.8 L  ST07005					
1.1 L  ST07006					

Accessoires de fixation

Essentia +

						
	plateau de soins	support chariot fil inox rotatif	support plan ventouses	support chariot universel	support équerre	support équerre universel
2 L  ST09020	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3 L  ST09030	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4.5 L  ST09045		✓	✓	✓	✓	✓
6.5 L  ST09065		✓	✓	✓	✓	✓

Maxi-Collecteurs

				
	support chariot fil inox rotatif	support chariot universel	support équerre	support équerre universel
9 L  ST07009	✓	✓	✓	✓
11 L  ST07011	✓	✓	✓	✓
13 L  ST07013	✓	✓	✓	✓

De la phase de test des produits à son implantation dans vos services, l'équipe commerciale de STIL'ECO se tient à votre disposition pour vous accompagner dans l'installation de nos collecteurs.

Parce que votre sécurité reste notre priorité, nous mettons à votre disposition des outils rappelant les bonnes pratiques à adopter pour manipuler nos collecteurs en toute sûreté : fiches techniques, notices illustrées, vidéo de formation.

